


Upute za upotrebu

BEEABeauty





TB-1767

Mikrostruja i svjetlosna terapija
**3U1 UREĐAJ ZA NJEGU LICA,
OČIJU I USANA**




※ Kako biste osigurali pravilan rad ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ove upute prije upotrebe uređaja i sačuvajte ih za buduću referencu.

UPOZORENJE

-  Ovaj uređaj nije igračka, držite ga izvan dohvata djece.
-  Molimo provjerite uređaj prije početka korištenja. Ne koristite ga ako je oštećen.
-  Molimo, držite USB kabel i priključak za punjenje uređaja suhim.
-  Ne koristite uređaj tijekom punjenja.

OPREZ

-  Ovaj uređaj ne bi trebali koristiti:
 - Trudnice; djeca; osobe s alergijama;
 - Osobe s kožnim stanjima ili bolestima (psorijaza, opekline, ožiljci od opekotina, opekline od sunca, itd.); osobe s dijabetesom, lupus eritematosusom, porfirijom, zagušenjem srca, ili ako imate povijest imunosupresivnih bolesti (uključujući HIV ili AIDS);
 - Osobe koje primaju zračenje ili kemoterapiju.

- 👁️ Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) s smanjenom tjelesnom ili mentalnom sposobnošću ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su dobili nadzor ili upute o uporabi uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- 👁️ Ne koristite ovaj uređaj na sljedećim područjima:
 - Kapci i grlo;
 - Područja nakon depilacije; područja na kojima je obavljena kirurška intervencija.
- 👁️ Ne koristite ovaj uređaj ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:
 - Koža je ili je bila tretirana alfa-hidroksi kiselinama (AHA), beta-hidroksi kiselinama (BHA), lokalnim izotretinoinom ili azelaičnom kiselinom.
 - Ako ste unutar zadnjih šest mjeseci uzeli oralno ili topikalno Accutane A ili Roaccutane A. Ovaj tretman čini kožu osjetljivom na ozljede, traume i iritacije.
 - Ako uzimate foto-toksični lijek ili bilo koji drugi lijek, uvijek provjerite njegovo informativno uputstvo, ako se spominje mogućnost alergije na svjetlo ili foto-toksičnosti, ili ako se spominje da ne trebate sunčati, nemojte koristiti svjetlosnu terapiju.
 - Ako uzimate antikoagulantne lijekove, uključujući uporabu aspirina u velikim količinama, koristite uređaj samo jedan tjedan nakon završetka liječenja.
- 👁️ Ako vam je koža osjetljiva na svjetlo, sklonija osipima ili alergijskim reakcijama, ne koristite svjetlosnu terapiju.

- 👁️ Ne koristite svjetlosnu terapiju ako područje koje želite tretirati ima infekciju, ekcem, opeklinu, upalu folikula dlake, otvorene rane, ogrebotine, herpes, lezije ili hematome.
- 👁️ Odmah prekinite uporabu i posavjetujte se s liječnikom ako tijekom ili nakon uporabe osjetite nelagodu.
- 👁️ Ne koristite svjetlosnu terapiju predugo na istom području. Slijedite upute iz ovog priručnika za preciznu uporabu.
- 👁️ Ako uređaj koristite prvi put, koristite nisku razinu intenziteta za bolje iskustvo. Koristite masažne glave s mikrostrujom uz gel na bazi vode za bolje rezultate.
- 👁️ Ne gledajte izravno u izvor svjetlosne terapije. Preporučuje se nošenje sunčanih naočala/zaštitnih naočala (nisu uključene) kako bi se zaštitile oči.
- 👁️ Držite uređaj izvan dohvata djece.
- 👁️ Redovito čistite uređaj kako biste produljili njegov vijek trajanja.
- 👁️ Ne dijelite isti uređaj s drugima.
- 👁️ Ne pokušavajte rastaviti, popravljati ili mijenjati uređaj sami kako biste izbjegli nesreće.

Specifikacije uređaja


TB-1767

- 🔌 Naziv: 3u1 Uređaj za njegu lica, očiju i usana BEEA Beauty, Mikrostruja i svjetlosna terapija
- 🔌 Model broj: TB-1767
- 🔌 Ulaz: 5V /0.5A
- 🔌 Snaga: 3.7V /1.7W
- 🔌 Vrsta baterije: Li-ionska 3.7V 800mAh

Opis uređaja

TB-1767

- ① Masažna glava s mikrostrujom za lice
- ② Prikaz područja
- ③ Gumb za napajanje/način rada/intenzitet
- ④ Priklijučak za punjenje
- ⑤ Masažna glava s mikrostrujom za oči/usne
- ⑥ Svjetlosna terapija
- ⑦ Indikator vremena
- ⑧ Indikator baterije
- ⑨ Indikator rada svjetlosne terapije
- ⑩ Indikator intenziteta
- ⑪ Indikator rada s mikrostrujom
- ⑫ USB kabel



SLIKA 1.

Priprema uređaja za uporabu

TB-1767

- ※ Baterija može biti prazna prije prve uporabe uređaja. Molimo napunite uređaj putem USB kabela.
- ※ Uređaj ima podsjetnik o niskoj bateriji. Kada je baterija prazna, indikator baterije će treptati 10 sekundi, a uređaj će se automatski isključiti. Molimo napunite uređaj.
- 🔋 Upute za punjenje
 - Provjerite je li uređaj isključen.
 - Povežite USB kabel s USB priključkom za punjenje uređaja smještenim na dnu uređaja.
 - Uključite adapter u zidnu utičnicu.
 - Tijekom punjenja, indikator baterije svijetli u ciklusu. Indikator baterije potpuno se upali kada je baterija napunjena. Punjenje uređaja traje otprilike 3 sata.
 - Puna baterija omogućuje do 70 minuta uporabe.


Pažnja

TB-1767


1. Ne pokušavajte zamijeniti bateriju uređaja.
 2. Uvijek koristite originalni USB kabel za punjenje baterije.
- ※ Koristite uređaj na čistoj i suhoj koži.
 - ※ Kada koristite glavu za svjetlosnu terapiju, molimo nosite zaštitne naočale (nisu uključene) kako biste zaštitili oči.

Uklanjanje i postavljanje glava:

- Uklanjanje: Držite tijelo uređaja jednom rukom, drugom rukom okrenite glavu udesno i povucite je da je uklonite. (Slika 2)
- Instalacija: Usmjerite glavu prema tijelu uređaja i spojnom kopčom, nježno pritisnite glavu i okrenite je ulijevo da se zaključa na mjestu. (Slika 3)




SLIKA 2.



SLIKA 3.

Korištenje masažne glave s mikrostrujom za lice

- ✘ Ovaj način rada mikrostruje ima pet podesivih razina intenziteta kako bi odgovarao različitim potrebama njege kože.
- ✘ Koristite uređaj na koži pod različitim kutovima kako biste povećali intenzitet i učinkovitost masaže. (Slika 4)



SLIKA 4.

- ※ Ova glava pruža 6-minutni tretman mikrostrujom. Svake 2 minute uređaj emitira zvučni signal "didi" koji vas podsjeća da promijenite područje uporabe.
- Postavite glavu za masažu s mikrostrujom na uređaj.
 - Nanesite gel na bazi vode na područje lica koje želite tretirati.
 - Uključite uređaj pritiskom na gumb za napajanje/način rada/intenzitet.
 - Pritisnite gumb za uključivanje/način rada/intenzitet kako biste prilagodili intenzitet mikrostruje. Ako koristite ovaj uređaj prvi put, preporučuje se početi s niskim intenzitetom.
 - Obrazi: Polako klizite masažnim valjcima s donje čeljusti do jagodične kosti ili od ugla usta do uha. Preporučuje se koristiti ovu glavu 2 minute na svakom obrazu. (Slika 5)
 - Čelo: Zatvorite oči i polako klizite valjcima s vrha obrva do linije kose. Preporučuje se koristiti uređaj ukupno 2 minute na čelu. (Slika 6)
 - Masaža mikrostrujom pomaže u toniziranju mišića, poboljšava izgled bora i sitnih linija na bradi, obrazima i čelu. Koristite uređaj svakodnevno za bolje rezultate, ili ga koristite prema potrebama vaše kože 6 minuta po sesiji.



SLIKA 5.



SLIKA 6.

- ☹ Korištenje glave za mikrostrujnu masažu oko očiju i usana
- ※ Ovaj način rada mikrostruje ima tri podesiva nivoa intenziteta kako bi odgovarao različitim potrebama njege kože.
 - ※ Pritisnite gumb za uključivanje/način rada/intenzitet kako biste podešavali intenzitet mikrostruje. Početnici bi trebali odabrati nisku razinu intenziteta.
 - ※ Ova glava za masažu pruža 3-minutni tretman mikrostrujom. Svaku minutu uređaj emitira zvuk "didi" kako bi vas podsjetio da promijenite područje upotrebe.
 - Postavite glavu za mikrostrujnu masažu oko očiju i usana.
 - Nanesite gel na bazi vode na područja koja želite tretirati uređajem.
 - Pritisnite i držite gumb za uključivanje/način rada/intenzitet kako biste uključili uređaj.
 - Pritisnite gumb za uključivanje/način rada/intenzitet kako biste podešavali intenzitet mikrostruje.
 - Oko usta: Postavite glavu za masažu na ugao usta i polako je klizite prema uhu. Ponovite ovaj korak 3 puta. Preporučuje se koristiti 1 minutu. (Slika 7)



SLIKA 7.

- Oko očiju: Postavite glavu za masažu na ugao oka i polako je klizite ili pritiskajte prema uhu. Ponovite ovaj korak 3 puta. Preporučuje se koristiti uređaj 1 minutu na svakom oku. (Slika 8)
- Glava za mikrostrujnu masažu oko očiju i usana pomaže u smanjenju bora i sitnih linija oko očiju i usta. Koristite uređaj svakodnevno za optimalne rezultate ili ga koristite prema potrebama vaše kože ukupno 3 minute po sesiji.



SLIKA 8.

🕒 Korištenje glave za terapiju svjetlom

- ※ Prije korištenja glave za terapiju svjetlom, testirajte je na koži kako biste bili sigurni da niste osjetljivi na svjetlo. Na podlaktici koristite glavu za terapiju svjetlom 3 minute. Ako vaša koža pokaže znakove crvenila i crvenilo traje više od 2 sata, vaša koža može biti osjetljiva na svjetlost. U tom slučaju nemojte koristiti glavu za terapiju svjetlom.
- ※ Pri korištenju glave za terapiju svjetlom uvijek nosite naočale kako biste izbjegli izravan pogled na izvor svjetlosti i zaštitili oči te spriječili nelagodu.
- ※ Pri korištenju glave za terapiju svjetlom, stavite je izravno na kožu preko područja koje se tretira.
 - Postavite glavu za terapiju svjetlom.

- Dugo pritisnite gumb za uključivanje/način rada/intenzitet kako biste uključili uređaj. Pritisnite gumb za uključivanje/način rada/intenzitet kako biste prešli na način rada terapije svjetlom.
- Crveni i žuti načini rada svjetlosti traju 6 minuta. Svake 2 minute uređaj emitira zvuk koji vas podsjeća da promijenite područje tretmana. Plavi način rada svjetlosti traje 3 minute. Svaku minutu uređaj emitira zvuk koji vas podsjeća da promijenite područje tretmana. Kada vrijeme tretmana završi, uređaj se automatski isključuje. (Slika 9)



SLIKA 9.

- Koristite način rada mješovite svjetlosti za sveobuhvatnu njegu, uključujući područja s aknama. Način rada mješovite svjetlosti traje 6 minuta. Svake 2 minute uređaj emitira zvuk koji vas podsjeća da promijenite područje tretmana. Uređaj se automatski isključuje nakon 6 minuta za preciznu upotrebu.
- Promijenite način rada svjetlosti prema potrebama vaše kože. Nemojte pretjerivati s terapijom svjetlom na svojoj koži i uvijek se pridržavajte preporučenog vremena upotrebe. Nakon upotrebe, možete nastaviti s uobičajenom rutinom njege kože.
- Preporučuje se korištenje glave za terapiju svjetlom 2-3 puta tjedno, svaki put trajanje tretmana 6 minuta.

Čišćenje i održavanje

TB-1767

- ※ Kako biste osigurali najbolje performanse uređaja, očistite tijelo uređaja i masažne glave čistom, lagano vlažnom krpom prije i nakon svake upotrebe.
- 🚫 Provjerite je li uređaj isključen prije početka čišćenja.
- 🚫 Ne uranjajte uređaj u vodu.
- 🚫 Ne koristite čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, kemikalije ili korozivne tekućine za čišćenje uređaja.
- 🚫 Ne koristite maziva, deterdžente, polirne agense ili osvježivače zraka na ovom uređaju.

Skladištenje

TB-1767

Ovaj uređaj ima litij-ionsku bateriju. Ne skladištite uređaj na dugo vremensko razdoblje na vrućem ili vlažnom mjestu. Ako ne namjeravate dugo vremena koristiti uređaj, pobrinite se da ga prvo napunite do kraja.

Recikliranje

TB-1767

Ugrađena baterija sadrži tvari koje mogu onečistiti okoliš. Prilikom odlaganja ovog uređaja, nemojte ga odlagati u kućni otpad. Molimo vas da ovaj uređaj predate na reciklažno dvorište kako biste doprinijeli zaštiti okoliša.

 Rješavanje problema

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Uređaj se ne uključuje.	Masažna glava je krivo instalirana.	Pravilno instalirajte masažnu glavu prema uputama.
	Baterija je prazna ili nema napajanja.	Napunite uređaj prema uputama.
Slab osjećaj mikrostruje. Rotacija masažne glave nije glatka.	Intenzitet mikrostruje je nizak.	Slijedite upute za podešavanje intenziteta mikrostruje.
	Koža je pre suha.	Prije upotrebe, hidratizirajte kožu gelom na bazi vode.
Drugi problemi.		Kontaktirajte lokalnog prodavatelja.
Napomena: Ako uređaj i dalje ne radi ispravno nakon korištenja gore navedenih rješenja, molimo prestanite koristiti uređaj i kontaktirajte lokalnog prodavatelja.		

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda**Trajanje jamstva je 1 godina.**

U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari.

Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara.

Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara „ne radi“, te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.

Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda

Ako je proizvod otvaran, prepravljn ili popravljan od neovlaštene osobe.

Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.

Ako su kvarovi nastali oštećivanjem, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem .

Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovlašteni servis: Feniks-Info d.o.o. Slavonska avenija 72, Zagreb, servis@feniks-info.hr
tel 01/6395 281

Datum kupnje: _____


Pečat i potpis: _____

User guide

BEEABeauty





TB-1767

3-in-1
FACIAL BEAUTY DEVICE




✘ To ensure the proper operation of this device, please read this instruction manual carefully before using the device and keep it for further reference.

WARNING

-  This device is not a toy, keep out of reach of children.
-  Please verify the device before you start using it. Do not use if there is any damage.
-  Please, keep the USB cable and the device charging port dry.
-  Do not use the device while charging.

CAUTION

-  This device should not be used by:
 - Pregnant women; children; people with allergies;
 - People with skin conditions or diseases (psoriasis, burns, scalds, sunburns, etc.); people with diabetes, lupus erythematosus, porphyria or congestive heart disease, or if you have a history of immunosuppressive diseases (including HIV or AIDS);
 - People receiving radiation or chemotherapy treatments.

- ⦿ This device is not intended for use by people (including children) with reduced physical, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
- ⦿ Do not use this device in the following areas:
 - Eyelids and throat;
 - Epilated areas; areas where surgery has been performed.
- ⦿ Do not use this device if you take any of the following medication:
 - The skin is or has been treated with alpha-hydroxy acids (AHAs), beta hydroxy acids (BHAs), local isotretinoin or azelaic acid.
 - If you have taken over the past six months oral or topic Accutane A or Roaccutane A. This treatment makes skin susceptible to lacerations, trauma, and irritation.
 - If you take photosensitizer or any other medicine, always verify its informative leaflet, if there is any reference that it may cause light allergy or phototoxicity, or if it mentions not to sunbath
do not use the light therapy head.
 - If you take anticoagulant medication, including the use of aspirin in large quantities, use the device only one week after you finish taking the treatment.
- ⦿ If your skin is sensitive to light, prone to rash or allergic reactions, do not use the light therapy.

- Do not use the light therapy head if the area you want to treat has an infection, eczema, burn, hair follicle inflammation, open wounds, scratches, herpes, lesions, or hematomas.
- Stop using the device and consult a doctor if you feel any discomfort during or after use.
- Do not use the light therapy head for a long time in the same area.
Follow this instruction manual information for precise use.
- If you are using the device for the first time, use the low-intensity mode for a better experience. Use microcurrent massage heads with a water-soluble gel for better results.
- Do not look directly at the light therapy source. It is recommended to wear sunglasses/ protective goggles (not included) to protect the eyes.
- Keep the device out of reach of children.
- Regularly clean the device to extend its lifetime.
- Do not share the same device with others.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device by yourself to avoid accidents.

Device Specifications


TB-1767

- Ⓜ Name: BEEA Beauty 3-in-1 Facial Beauty Device
- Ⓜ Model No.: TB-1767
- Ⓜ Input: 5V /0.5A
- Ⓜ Power: 3.7V /1.7W
- Ⓜ Type of Battery: Li-ion 3.7V 800mAh

Device Description

TB-1767

- ① Microcurrent Facial Massage Head
- ② Display Area
- ③ Power/Mode/Intensity Switch Button
- ④ Charging Port
- ⑤ Microcurrent Eye & Lip Massage Head
- ⑥ Light Therapy Head
- ⑦ Time Indicator
- ⑧ Battery Indicator
- ⑨ Light Therapy Mode Indicator
- ⑩ Intensity Indicator
- ⑪ Microcurrent Mode Indicator
- ⑫ USB Cable



PICTURE 1.

Preparing the Device for Use

TB-1767

- ※ The battery may be low before you use the device for the first time. Please charge the device with the USB cable.
- ※ The device has a low battery reminder. When the battery is low, the battery indicator will flash for 10 seconds, and the device shuts off automatically. Please charge the device.

Charging Instructions

- Make sure the device is turned off.
- Connect the USB cable to the device's USB charging port located on the bottom of the device.
- Plug the adapter into the wall socket.
- While charging, the battery indicator lights up in a cycle. The battery indicator fully lights up when the battery is charged. Charging the device takes approximately 3 hours.
- A full charge allows up to 70 minutes of use.

Caution

TB-1767


1. Do not attempt to replace the device's battery.
 2. Always use the original USB cable to charge the battery.
- ※ Use the device on clean and dry skin.
 - ※ When using the light therapy head, wear protective goggles (not included) to protect the eyes.

How to Use


TB-1767

Remove and Install the Heads:

- Remove: Hold the device's body in one hand, with the other hand rotate the head to the right and pull to remove it. (Picture 2)
- Install: Align the head with the device's body and connection buckle, gently press the head and rotate it to the left to snap in place. (Picture 3)




PICTURE 2.



PICTURE 3.

Using the Microcurrent Facial Massage Head

- ✘ This microcurrent mode has five adjustable intensity levels to fit different skincare needs.
- ✘ Use the device on the skin at different angles to increase the massage intensity and efficiency. (Picture 4)



PICTURE 4.

- ※ This head attachment provides a 6-minute microcurrent treatment. Every 2 minutes the device emits a “didi” sound reminding you to change the area of use.
- Install the microcurrent facial massage head.
 - Apply water-soluble gel to the areas you want to use the device.
 - Press and hold the power/mode/intensity switch button to turn on the device.
 - Press the power/mode/intensity switch button to adjust the microcurrent intensity.
 - If you are using this device for the first time, we recommended that you start at a low-intensity.
 - Cheeks: Slowly glide the massage rollers from the jawline to your cheekbone or from the corner of your mouth to the ear. We recommended to use this head for 2 minutes on each cheek. (Picture 5)
 - Forehead: Close your eyes and slowly glide the rollers from the top of the eyebrows to the hairline. It is recommended to use the device for a total of 2 minutes on the forehead. (Picture 6)



PICTURE 5.



PICTURE 6.

- Microcurrent massage helps to tone muscles, improve the appearance of wrinkles and fine lines on the chin, cheeks, and forehead. Use the device everyday for better results, or use it according to your skin needs for 6 minutes each session.
- Using the Microcurrent Eye & Lip Massage Head
 - ✘ This microcurrent mode has three adjustable intensity levels to fit different skincare needs.
 - ✘ Press the power/mode/intensity switch button to adjust the microcurrent intensity. First-time users should choose a low-intensity level.
 - ✘ This head attachment provides a 3-minute microcurrent treatment. Every minute, the device emits a “didi” sound reminding you to change the area of use.
- Install the microcurrent eye & lip massage head.
- Apply water-soluble gel to the areas you want to use the device.
- Press and hold the power/mode/intensity switch button to turn on the device.
- Press the power/mode/intensity switch button to adjust the microcurrent intensity.
- Around the Mouth: Place the massage head on the corner of your mouth and slowly glide it towards the ear. Repeat this step 3 times. It is recommended to use for 1 minute. (Picture 7)



PICTURE 7.

- Around the Eyes: Place the massage head on the corner of the eye and slowly glide or press towards the ear. Repeat this step 3 times. We recommended to use the device for 1 minute on each eye. (Picture 8)
- Microcurrent eye & lip massage head helps to reduce wrinkles and fine lines around the eyes and mouth. Use the device every day for optimal results or use it according to your skin needs for a total of 3 minutes each session.



PICTURE 8.

👁 Using the Light Therapy Head

- ✘ Before using the light therapy head, test it on your skin to make sure you are not sensitive to light. Use the light therapy head on the forearm for 3 minutes. If your skin shows signs of redness, and it lasts for more than 2 hours, your skin may be sensitive to light. In this case, do not use the light therapy head.
- ✘ When using the light therapy head, always wear goggles to avoid looking directly at the light source to protect the eyes and prevent discomfort.
- ✘ When using the light therapy head, place it in direct contact with your skin over the wanted area.

- Install the light therapy head.
- Long press the power/mode/intensity switch button to turn on the device. Press the power/mode/intensity switch button to change to light therapy mode.
- The red and yellow light modes work for 6 minutes. Every 2 minutes, the device emits a sound reminding you to change the treatment area. The blue light mode works for 3 minutes. Every minute, the device emits a sound reminding you to change the treatment area. When the treatment time ends, the device automatically turns off. (Picture 9)



PICTURE 9.

- Use the mixed-light mode for comprehensive care, including areas with acne. The mixed-light mode works for 6 minutes. Every 2 minutes, the device emits a sound reminding you to change the treatment area. The device automatically turns off after 6 minutes for precise use.
- Change the light mode according to your skin needs. Do not overuse light therapy on your skin, and always follow the recommended using time. After use, you can follow your normal skincare regimen.
- It is recommended to use the light therapy head 2-3 days a week for 6 minutes each session.

Cleaning & Maintenance

TB-1767

- ※ To ensure the best performance of the device, clean the device body and massage heads with a clean damp cloth before and after each use.
- 🚫 Make sure the device is power off before you start cleaning.
- 🚫 Do not immerse the device in water.
- 🚫 Do not use steel wool, abrasive cleansers, chemicals, or corrosive liquids to clean the device.
- 🚫 Do not use lubricants, detergents, polishing agents, or air fresheners on this device.

Storage

TB-1767

This device has a lithium battery. Do not place or store the device for long periods in a hot or humid environment. If you do not intend to use the device for a long time, store it after it is fully charged.

Recycling

TB-1767

The built-in battery contains substances that may pollute the environment. When disposing of this device, do not put it in the general household waste. Please dispose of this device at an official recycling point to contribute to environmental protection.

 Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The device does not turn on.	Massage head was installed incorrectly.	Install the massage head correctly as guided.
	The battery is low or out of power.	Charge the device as guided.
Microcurrent sensation is weak. Massage head rotation is not smooth.	The microcurrent intensity level is low.	Follow the instructions to adjust the microcurrent intensity level.
	The skin is too dry.	Replenish your skin with water soluble-gel before you use the device.
Other problems.		Contact your local retailer.
Note: If the device still does not work properly after using the above solutions, please stop using the device and contact your local retailer.		

The warranty period starts from the purchase date.

The warranty period is 1 year.

In case of failure, you can return device directly in the store where it was purchased with the purchase invoice, this warranty card, and a detailed description of the defect.

The warranty will be void under the following conditions:

- If the customer does not present the correct warranty card and purchase receipt.
- If the customer did not follow the instructions for using the product
- If the product has been opened, modified or repaired by an unauthorized person.
- If product defects were caused by force majeure such as: lightning strike, electric shock in the electrical network, natural disasters, etc.
- If the defects were caused by damage, improper use or improper transportation.

If the failure was caused by an error in the system to which the product is connected

This guarantee does not change the legal consumer rights valid in EU in relation to those prescribed by the manufacturer.

Authorized service: Feniks-Info d.o.o. Slavonska avenija 72, Zagreb, Croatia servis@feniks-info.hr phone 01/6395 281

Date of purchase: _____

Stamp and signature: _____