


Upute za upotrebu

BEEABeauty

TB-1959

RF, Sonic & LED
ČEŠALJ ZA NJEGU KOSE










Sigurnosne upute


TB-1959

Kako biste osigurali pravilan rad ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ove upute prije upotrebe uređaja i sačuvajte ih za buduću referencu.

UPOZORENJE

-  Ne perite, ispirite ili uranjajte ovaj uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
-  Ovaj uređaj nije igračka i nije prikladan za djecu. Držite ga izvan dohvata djece.
-  Ne koristite uređaj u svrhe koje nisu opisane u ovoj uputi.
-  Održavajte češalj čistim od proizvoda za oblikovanje kose, poput; pjene, gela, lakova za kosu itd.
-  Ako koristite ovaj uređaj na obojenoj kosi, boja se može prenijeti na češalj.
-  Ovaj uređaj treba poslati isključivo ovlaštenom servisu za održavanje i popravak.
-  Pažljivo koristite ovaj uređaj slijedeći naznačene postupke. Nepoštivanje uputa može uzrokovati reakcije kože.

OPREZ

-  Ne koristite ovaj uređaj ako imate bolesti ili stanja povezana sa srcem, poremećaje lica, dijabetes, poremećaje zgrušavanja krvi, hemofiliju ili visoki krvni tlak; ako primete stomatološko liječenje; ako imate implantirane elektroničke uređaje; ako imate alergije nakon porođaja; ako imate metalni, plastični ili silikonski implantat u licu zbog prijeloma, plastične kirurgije itd.; ako su to, djeca i ljudi koji ne mogu jasno izraziti svoje želje; ljudi s posljedicama na očima, itd.; ljudi koji su prošli operaciju očiju (ako ste imali LASIK operaciju, molimo konzultirajte svog liječnika prije uporabe ovog uređaja).

- ⚠ Nepoštivanje može uzrokovati opasnosti, fizičku nelagodu pa čak i sljepoću.
- ⚠ Ako ste osjetljivi na svjetlost, konzultirajte svog liječnika o uporabi ovog uređaja.
- ⚠ Ne koristite ovaj uređaj ako vaša koža ne podnosi visoke temperature.
- ⚠ Nepoštivanje može uzrokovati opekline, električni udar ili ozljede.
- ⚠ Ne koristite ovaj uređaj ako imate alergije, kožne bolesti, alergijski kontaktni dermatitis ili osjetljivu kožu.
- ⚠ Nepoštivanje može uzrokovati poremećaje kože i tijela.
- ⚠ Ne koristite ovaj uređaj ako ste trudni, tijekom menstruacije ili nakon poroda.
- ⚠ Nepoštivanje može uzrokovati probleme sa kožom i hormonalne poremećaje.
- ⚠ Ne koristite ovaj uređaj u sljedećim uvjetima ili područjima osim na glavi: ako se osjećate loše; tijekom konzumacije alkohola ili uzimanja lijekova; ako ste umorni; ako je koža ozlijeđena, ima ekceme ili otekline; ako imate kožne bolesti i stanja poput dermatitisa, opekline od sunca itd.; na područjima na kojima ste imali operaciju ili nedavno izvršili epilaciju; na čelu, usnama, očnim jabučicama, gornjim kaptcima, ušima i vratu.
- ⚠ Nepoštivanje može uzrokovati nelagodu na koži ili tijelu pa čak i sljepoću.
- ⚠ Ne koristite ovaj uređaj blizu zapaljivih ili eksplozivnih materijala, uključujući alkohol, benzin, razrjeđivače, sprejeve, itd.
- ⚠ Nepoštivanje može uzrokovati požar i/ili električni udar.
- ⚠ Ne bacajte ovaj uređaj u vatru ili ga zagrijavajte. Ne punite, ne koristite i ne čuvajte ovaj uređaj na vrućim mjestima.
- ⚠ Ovaj uređaj ima ugrađenu punjivu bateriju koja se može zagrijati, zapaliti ili eksplodirati na visokim temperaturama.
- ⚠ Ako tijekom korištenja osjetite da vam koža postaje vruća, crvena ili otečena zbog svjetlosnih valova, odmah prestanite koristiti uređaj i pričekajte da se koža smiri.
- ⚠ Ne pokušavajte popravljati, rastavljati ili mijenjati uređaj kako biste izbjegli nesreće.

Specifikacije proizvoda


TB-1959

- Naziv: Češalj za njegu kose BEEA Beauty, RF, Sonic & LED
- Model br.: TB-1959
- Ulaz: 5V/2A
- Snaga: 3.7V/5W
- Vrsta baterije: Li-polimer 3.7V 1000mAh

Opis uređaja

TB-1959

- | | |
|---------------------------|---|
| ① Glavna jedinica | ⑦ Gumb za laserski način rada |
| ② Postolje za punjenje | ⑧ Gumb za način vibracije |
| ③ Kabel za punjenje tip C | ⑨ Indikator razine intenziteta i punjenja |
| ④ Upute za upotrebu | ⑩ RF dodirne točke češlja |
| ⑤ Gumb za napajanje | ⑪ LLLT laserska glava |
| ⑥ Gumb za RF način rada | ⑫ Terminal za punjenje tipa C |




Slika 1

☛ Punjenje uređaja:

- Priključite kabel za punjenje u terminal punjenja tipa C na postolju za punjenje i spojite drugi kraj kabela za punjenje na izvor napajanja. Postavite glavnu jedinicu na postolje za punjenje da započne punjenje uređaja. (Slika 2)
- Punite ovaj uređaj prema navedenim standardima (izlaz adaptera: 5V/2A).
- Punjenje uređaja traje oko 5 sati. Puna baterija omogućuje upotrebu od otprilike 90 minuta.
- Tijekom punjenja uređaja, bijeli indikator razine intenziteta/punjenja treperi. Kada je uređaj potpuno napunjen, bijeli indikator punjenja je stabilan.
- Isključivanje zbog niske razine baterije: Svi gumbi načina rada trepere 5 puta uz 5 zvučnih signala.

Uključivanje/isključivanje

- Za uključivanje: Dvaput dodirnite gumb "ON" da biste ga uključili i ušli u stanje mirovanja.
- Za isključivanje: Kada je uređaj uključen, dvaput dodirnite gumb "OFF" da biste ga isključili.




Slika 2

Da biste osigurali ispravno funkcioniranje ovog uređaja, pažljivo pročitajte upute prije uporabe.

🔊 Upravljanje uređajem


- Dvaput dodirnite gumb za napajanje da biste uključili uređaj uz zvučni signal. Nakon što je uređaj uključen, gumbi za RF - Laserski - vibracijski način rada se upale. Odaberite način rada prema potrebama tako da dvaput dodirnete način rada koji želite koristiti. Ako ne odaberete način rada, uređaj se automatski isključuje nakon 1 minute. (Slika 3)
- Način rada radiofrekvencije (RF): Kada je uređaj uključen, dvaput dodirnite RF gumb kako biste aktivirali RF način rada. Indikator RF načina rada počinje treperiti uz zvučni signal. Svakih 8 sekundi uređaj emitira zvuk koji vas podsjeća da premjestite uređaj na drugo područje. Ovaj način rada ima 5 razina jačine. Možete odabrati razinu jačine koja bolje odgovara potrebama vaše kože i toleranciji. (Slika 4)
- Način rada lasera: Kada je uređaj uključen, dvaput dodirnite gumb “*” kako biste aktivirali laserski način rada. Indikator “*” počinje treperiti uz zvučni signal. (Slika 5)
- Način rada vibracija: Kada je uređaj uključen, dvaput dodirnite SONIC indikator kako biste aktivirali način




Slika 3

rada vibracija. SONIC indikator počinje treperiti uz zvučni signal. Svakih 4 sekunde, uređaj emitira zvuk koji vas podsjeća da promijenite područje upotrebe. Ovaj način rada ima 5 prilagodljivih razina jačine. Možete odabrati razinu jačine koja bolje odgovara potrebama vaše kože i toleranciji. (Slika 6)


- Prilagodba razine intenziteta: Možete prilagoditi samo razinu jačine RF i načina rada vibracija. Dodirnite i podesite razinu intenziteta (pomicanjem gore/dolje) kako biste prilagodili razinu od 1 do 5. Dok pomičete traku razine intenziteta, svjetla razine intenziteta će se također povećavati/smanjivati uz zvučni signal. (Slika 7)
- Uređaj se automatski isključuje nakon 15 minuta uz 3 zvučna signala. Preporučuje se korištenje ovog uređaja jednom dnevno. Možete koristiti ovaj uređaj zajedno s proizvodima za njegu vlasišta radi bolje apsorpcije.




Slika 4



Slika 5



Slika 6






Slika 7

Napomene

- Nemojte postavljati ovaj uređaj na mjesta gdje može pasti ili biti povučen u tekućinu.
- Ne čistite ovaj uređaj korozivnim tekućinama kako biste spriječili promjenu boje i oštećenja.
- Čuvajte ovaj uređaj izvan dohvata djece. Rad ovog uređaja je jednostavan, a LED svjetlo može nanijeti štetu ili ozljedu djeci ako gledaju izravno u izvor svjetlosti.
- Ovaj uređaj ima litij-ionsku bateriju. Držite uređaj podalje od sunčeve svjetlosti i čuvajte ga na suhom mjestu pri sobnoj temperaturi (udaljeno od vrućih i vlažnih mjesta). Ako ne koristite uređaj često, pobrinite se da ga napunite jednom svakih 6 mjeseci.

Čišćenje i održavanje

TB-1959

-  Očistite ovaj uređaj čistom, lagano vlažnom krpom. Ne perite ovaj uređaj direktno vodom kako biste spriječili oštećenja.
-  Uklonite sve vlasi ili prašinu s uređaja i pripadajućih dodataka.
-  Nakon čišćenja uređaja vlažnom krpom, stavite ga na dobro prozračeno mjesto da se osuši.

Odlaganje baterija Ovaj uređaj ima ugrađenu bateriju. Ako odlučite baciti ovaj uređaj, molimo vas da ga ne odlažete s normalnim kućanskim otpadom, umjesto toga, predajte ga na reciklažno dvorište radi zaštite okoliša.

Rješavanje problema

TB-1959

Problem	Mogući uzroci	Rješenje
Uređaj ne radi.	Baterija je pri kraju ili je potpuno ispražnjena.	Napunite uređaj prema uputama u ovom uputstvu.
Uređaj se ne puni.	Kabel za punjenje nije dobro spojen na punjač ili izvor napajanja.	Provjerite vezu između kabela za punjenje i priključaka za punjenje kako biste se uvjerali da su dobro spojeni.
Napomena: Ako uređaj i dalje ne radi pravilno nakon korištenja gore navedenih rješenja, molimo vas da prestanete koristiti uređaj i kontaktirate trgovinu ili lokalnog distributera.		

Jamstveni list

※ Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda. Trajanje jamstva je 1 godina. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara. Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara “ne radi”, te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

- Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda
- Ako je proizvod otvaran, prepravljn ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem .Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovlašteni servis:

Feniks-Info d.o.o.

Slavonska avenija 72, Zagreb,

servis@feniks-info.hr; tel 01/6395 281

Datum kupnje:


Pečat i potpis:

User Guide

BEEABeauty

TB-1959

RF, Sonic & LED
HAIR CARE COMB











Safety Instructions


TB-1959

To ensure the proper operation of this device, please read this instruction manual carefully before using the device and keep it for further reference.

WARNING

-  Do not wash, rinse or immerse this device in water or any other liquid.
-  This device is not a toy and is not suitable for children. Keep it out of the reach of children.
-  Do not use the device for any purpose other than described in this instruction manual.
-  Keep the comb clean and free of hair styling products, such as mousse, gel, hairspray, etc.
-  If you use this device on dyed hair, it may transfer the color to the comb.
-  This device should only be sent to a service center authorized by the company for maintenance.
-  If handled by unqualified personnel, it may lead to dangerous situations for the user.
-  Use this device carefully by following the specified procedures. Not following the instructions may cause adverse reactions.

CAUTION

-  Do not use this device if you have: heart-related diseases or conditions, facial nerve disorders, diabetes, bleeding disorders, hemophilia, or high blood pressure; if you are undergoing dental treatment; if you have implanted electronic devices; if you have post-pregnancy allergies; if you have implanted metal, plastic, or silicone in your face due to fractures, plastic surgery, etc.; toddlers, children and people that cannot clearly express their wishes; people that have eye sequels, etc.; people that

had eye surgery (if you had a LASIC surgery, please consult your physician before using this device).

- ⊗ Failure to comply may cause hazards, physical discomfort and even blindness.
- ⊗ If you are light-sensitive, consult your physician about the use of this device.
- ⊗ Do not use this device if you have a heat intolerance or your skin does not feel hot temperatures.
- ⊗ Failure to comply may cause burns, electric shock, or injuries.
- ⊗ Do not use this device if: you have allergies, skin diseases/conditions, allergic contact dermatitis, or sensitive skin.
- ⊗ Failure to comply may cause skin and body abnormalities.
- ⊗ Do not use this device if: you are pregnant, in your menstruation cycle, or post-partum.
- ⊗ Failure to comply may cause skin concerns and hormone imbalances.
- ⊗ Do not use this device in the following conditions or areas other than the head: if you feel unwell; while drinking alcohol or taking medicine; if you feel tired; if your skin has wounds, eczema, or is swollen; if you have skin diseases and conditions such as dermatitis, sunburns, etc.; on areas where you have had surgery or recent epilation; on the forehead, lips, eyeballs, upper eyelids, ears, and neck.
- ⊗ Failure to comply may cause skin or physical discomfort and even blindness.
- ⊗ Do not operate this device near flammable or explosive materials, including alcohol, gasoline, thinner, sprays, etc).
- ⊗ Failure to comply may cause a fire and/or electric shock.
- ⊗ Do not throw this device into a fire or heat it. Do not charge, use, or store this device in hot places.
- ⊗ This device has a built-in rechargeable battery that may heat up, catch fire or explode in high temperatures.
- ⊗ If during use your skin becomes hot, red, or swollen caused by the light waves, immediately stop using the device and allow your skin to calm down.
- ⊗ Do not attempt to repair, disassemble, or modify the device to avoid accidents.

Device Specifications


TB-1959

- Name: BEEA Beauty Hair Care Comb RF, Sonic & LED
- Model No.: TB-1959
- Input: 5V /2A
- Power: 3.7V /5W
- Type of Battery: Li-polymer 3.7V 1000mAh

Device Description

TB-1959

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ① Main Unit | ⑦ Laser Mode Button |
| ② Charging Dock | ⑧ Vibration Mode Button |
| ③ Type-C Charging Cable | ⑨ Intensity Level/Charging Indicator |
| ④ Instruction Manual | ⑩ RF Comb Touch-Points |
| ⑤ Power Button | ⑪ LLLT Laser Head |
| ⑥ RF Mode Button | ⑫ Type-C Charging Terminal |




Picture 1

Charging the Device

- Plug the charging cable into the type-c charging terminal of the charging dock and connect the other end of the charging cable to a power supply. Place the main unit on the charging dock to start charging. (Picture 2)
- Charge this device according to its standard identification (adapter output: 5V 2A).
- Charging takes about 5 hours. A full battery allows for approximately 90 minutes of use.
- When charging the device, the white intensity level indicator flashes. When fully charged, the white charging indicator is stable.
- Low Battery Shutdown: All mode button lights flash 5 times with 5 beeping sounds.

Turn ON-OFF

- To Turn ON: Tap the power button twice to turn it ON and enter the standby mode.
- To Turn OFF: With the device turned ON, tap the power button twice to turn it OFF.



Picture 2


How to Use

TB-1959

To ensure the correct operation of this device, please read the instructions carefully before use.

Using the device


- Tap the power button twice to turn the device ON with a sound. Once the device is ON, the RF - laser - vibration mode buttons light up. Select the mode/s according to your needs by tapping twice on the mode you want to use. If you do not select a mode, the device turns OFF automatically after 1 minute. (Picture 3)
- RF Radio Frequency Mode: With the device turned ON, tap on the RF touch button twice to activate the RF mode. The RF mode indicator starts flashing with a beeping sound. Every 8 seconds, the device emits a sound reminding you to move the device to a different area. This mode has 5 intensity levels. You can choose an intensity level that better fits your skin needs and tolerance. (Picture 4)
- Laser Mode: With the device turned ON, tap on the “*” indicator twice to activate the laser mode. The “*” logo starts flashing with a beeping sound. (Picture 5)
- Vibration Massage Mode: With the device turned ON, tap on the SONIC indicator twice to activate the vibration massage mode. The SONIC indicator starts flashing with a beeping sound. Every 4 seconds, the device emits




Picture 3

a sound to remind you to change the area of use. This mode has 5 adjustable intensity levels. You can choose an intensity level that better fits your skin needs and tolerance. (Picture 6)


- Intensity Level Adjustment: You can only adjust the intensity level of the RF and vibration mode. Touch and slide the intensity level bar (slide up and down) to adjust the intensity level from levels 1-5. As you slide the intensity bar to adjust the intensity level, the intensity level lights will also increase/decrease with a beeping sound. (Picture 7)
- The device automatically turns OFF after 15 minutes with 3 beeping sounds. It is recommended to use this device once per day. You can use this device with scalp care products to promote absorption.




Picture 4



Picture 5



Picture 6






Picture 7

Notes

- Do not place this device where it can fall or be pulled into wet areas to prevent external shock.
- Do not clean this device with corrosive liquids to prevent discoloration and damage.
- Store this device out of the reach of children. Operating this device is simple, and the LED light may cause harm or injury to children if they look directly at the light source.
- This device has a lithium battery. Keep the device away from sunlight and store it in a dry location at room temperature (keep it away from hot and humid places). If you don't use the device frequently make sure that you charge it once every 6 months.

Cleaning & Maintenance TB-1959

-  Clean this device with a clean, slightly damp cloth. Do not wash this device with water to prevent damage.
-  Remove any hair or dust from the device and accessories.
-  After cleaning the device with a dampened cloth, place it in a well-ventilated area to dry.

Recycling This device has a built-in battery. If you decide to dispose of this device, please do not throw it in the common household waste. Make sure that you dispose of the battery at a proper recycling center.

Troubleshooting

TB-1959

Problem	Possible Cause	Solution
The device is not working.	The battery is running low or out of power.	Charge the device as guided in this instruction manual.
The device is not charging.	The charging cable is not connected well to the charging dock or power source.	Check the connection between the charging cable and charging terminals to ensure they are well connected.
Note: If the device still does not work properly after using the above solutions, please stop using the device and contact the store or local distributor.		

🔧 Warranty

- ⌘ The warranty period starts from the purchase date.
- ⌘ The warranty period is 1 year.
- ⌘ In case of failure, you can return device directly in the store where it was purchased with the purchase invoice, this warranty card, and a detailed description of the defect.

The warranty will be void under the following conditions:

- If the customer does not present the correct warranty card and purchase receipt.
- If the customer did not follow the instructions for using the product
- If the product has been opened, modified or repaired by an unauthorized person.
- If product defects were caused by force majeure such as: lightning strike, electric shock in the electrical network, natural disasters, etc.
- If the defects were caused by damage, improper use or improper transportation.
- If the failure was caused by an error in the system to which the product is connected

This guarantee does not change the legal consumer rights valid in EU in relation to those prescribed by the manufacturer.

Authorized service:

Feniks-Info d.o.o.

Slavonska avenija 72, Zagreb,

servis@feniks-info.hr; tel 01/6395 281

Date of purchase

Stamp and signature